




## ANLEITUNG POOLTEST

### Lieferumfang Testmaterial:

mehrere Lagen einzeln steril verpackte Lolli-Tupfer  
 Pool-Behälter, 50 ml  
 Etiketten auf DIN A4-Bögen

Die CE-zertifizierten Abstrichtupfer sind Medizinprodukte und bestehen aus dem Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), einem handelsüblichen Kunststoff, und sind am faserigen Ende mit 100 % medizinischem Nylon beflocht. Diese Angaben beziehen sich sowohl auf die einzeln verpackten Nylon-Abstrichtupfer als auch auf die Nylon-Abstrichtupfer im Transportrohr.



## PROBENNAHME

1. Die Probenahme findet morgens in der KiTa statt.
2. Das bzw. die Pool-Röhrchen werden mit einem Pooletikett beklebt.
3. Die Tupfer der Kinder einer Gruppe werden in einem gemeinsamen Röhrchen gesammelt – wenn das Röhrchen voll ist (max. 25 Tupfer), auch in einem weiteren.
4. Ein Transportdienst bringt die Proben in unser Labor.
5. Das Geburtsdatum für den SMS-Befunddownload lautet für die Pool-Ergebnisse: 31.12.1990.

**Achtung!** Die Kontaktdaten der Corona-beauftragten Person sind in dem Etikett hinterlegt, daher sollten bei einer Lieferung neuer Etiketten nicht mehr die alten verwendet werden.